


AAVを用いた遺伝子治療の研究に！

anti-AAV Antibody ELISA Kit

血清中の抗AAV抗体を測定するキットです



- ヒト対象製品、サル対象製品、いずれも3種類（AAV2, 5, 8）をラインナップ
- 血清中のAAVに対する抗体を半定量的に評価

キット構成

Anti-AAV Antibody ELISA Kitは、ELISA法により血清中の抗AAV抗体を特異的に半定量測定することができます。2つの温度帯の製品を組み合わせることにより、ユーザー様ご自身でELISA系を組み立てていただくキットです。



+




【 -80°C 保存品】

固相用AAV empty capsidとスタンダード用に値付けされたanti-AAV antibodyのセットです。

【 $2-8^{\circ}\text{C}$ 保存品】

96穴マイクロプレート1枚分のELISA測定に必要な試薬とプレートのセットです。Microplate、Coating buffer、Blocking buffer、Sample diluent、Conjugate diluent、HRP conjugated antibody、Wash concentrate、Substrate reagent、Stop solution、Plate sealsが含まれています。

アッセイ原理



製品リスト

<測定対象：ヒト血清>

品名	Code No.	保存温度	価格 (税別)
Anti-AAV2 Antibody ELISA Kit for Human	5125	-80℃	¥231,000
	5126	2-8℃	5125とセット販売
Anti-AAV5 Antibody ELISA Kit for Human	5155	-80℃	¥231,000
	5156	2-8℃	5155とセット販売
Anti-AAV8 Antibody ELISA Kit for Human	5185	-80℃	¥231,000
	5186	2-8℃	5185とセット販売

<測定対象：サル血清>

品名	Code No.	保存温度	価格 (税別)
Anti-AAV2 Antibody ELISA Kit for Monkey	5123	-80℃	¥330,000
	5124	2-8℃	5123とセット販売
Anti-AAV5 Antibody ELISA Kit for Monkey	5153	-80℃	¥330,000
	5154	2-8℃	5153とセット販売
Anti-AAV8 Antibody ELISA Kit for Monkey	5183	-80℃	¥330,000
	5184	2-8℃	5183とセット販売



詳細なプロトコールは各製品詳細ページより、データシートをご覧ください。

<https://ruo.mbl.co.jp/bio/product/aav-antibody/index.html>



お問い合わせはこちらから。

<https://ruo.mbl.co.jp/bio/inq/>

注意事項

本キットの構成品の一部は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称 カルタヘナ法) の遺伝子組換え生物等に該当します。ご使用に際しましては、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令」およびご所属の組織内の安全委員会の指示に従ってご利用ください。

本紙記載の製品は研究用です。診断および治療目的には使用いただけません。
記載内容は2024年4月時点の情報です。最新の情報は当社までお問い合わせください。ご使用の際には、データシートをよくお読みください。

Copyright © 2024 MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2024.04 155229-24041003N

MBL 株式会社 医学生物学研究所

A JSR Life Sciences Company <https://ruo.mbl.co.jp/>

◎ 創薬支援部

〒105-0012

東京都港区芝大門2丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル

E-mail : support@mbi.co.jp