

# MBL RUO TOPICS

MBL

A JSR Life Sciences  
Company

研究用

vol.35

Nov. 2017



\* RUO は Research Use Only の略語となります。

## MBL キャンペーン!



20%OFF オートファジー関連抗体・キット p.2

20%OFF 概日リズム関連抗体 p.3

20~30%OFF CycLex/CircuLex ブランド  
ドラッグディスカバリーの研究や疾患マーカーの測定に p.4

30%OFF アポトーシス関連キット p.5

20%OFF エクソソーム関連抗体・キット p.5

20%OFF RNA 関連抗体・キット  
転写後の遺伝子発現解析ツール p.6

30%OFF モノクローナル抗体研究所 製品  
ヒストン修飾、エビジェネティック制御機構の研究に! p.7

最大 40%OFF Fluoppi  
タンパク質間相互作用解析ツール p.8

全品 30%OFF RNAscope®/BaseScope™  
超高感度 RNA-ISH 試薬 p.9

25%OFF タグ抗体・コントロール抗体 p.12

## TOPICS

ExoCap™ Streptavidin CD9/CD63/CD81 Set  
エクソソームの単離に! NEW p.10

CircuLex ブランド ELISA キット  
Periostin, WFDC2/HE4 NEW p.10

Magnosphere™ SS シリーズ  
磁気分離性の良いサブミクロン径磁性ビーズ NEW p.11

キャンペーン

オートファジー &gt;&gt; 抗体・キット

毎年恒例！MBL 製オートファジー関連製品がお得！

## オートファジーキャンペーン 2017

キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで



20% OFF!

キャンペーン対象品リスト（一部）

&lt;抗体&gt;

Code No.	製品名	クローナ	アイソタイプ	包装	使用方法	交差反応性	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
M152-3	Anti-LC3 mAb	4E12	Mouse IgG1κ	200 µg/100 µL	WB, IP, FCM, IC, IH*, Other*	Hu, Mo, Rat, Ham	¥48,000	¥38,400
M186-3	Anti-LC3 mAb	8E10	Mouse IgG2aκ	100 µg/100 µL	WB	Hu, Mo, Rat, Ham	¥48,000	¥38,400
PM036	Anti-LC3 pAb	Polyclonal	Rabbit IgG	100 µL	WB, IP, FCM, IC, IH	Hu, Mo, Rat, Ham	¥48,000	¥38,400
M135-3	Anti-GABARAP mAb	1F4	Mouse IgG1	100 µg/100 µL	WB, IC*, IH*	Hu, Mo, Rat, Ham, Chi*	¥48,000	¥38,400
PM037	Anti-GABARAP pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IC	Hu, Mo, Rat, Ham	¥48,000	¥38,400
PM038	Anti-GATE-16 pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IH*	Hu, Mo, Rat, Ham	¥48,000	¥38,400
M162-3	Anti-p62 (SQSTM1) (Human) mAb	5F2	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, IP, FCM, IC, IH	Hu	¥48,000	¥38,400
PM045	Anti-p62 (SQSTM1) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IP, IC, IH	Hu, Mo, Rat, Ham	¥38,000	¥30,400
M217-3	Anti-Phospho-p62 (SQSTM1) (Ser351) mAb	5D5	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, IC, IH	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
PM074	Anti-Phospho-p62 (SQSTM1) (Ser351) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IP, IC, IH	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
D343-3	Anti-Phospho-p62 (SQSTM1) (Ser403) mAb	4F6	Rat IgG2aκ	100 µg/100 µL	WB, IH	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
PD017	Anti-Beclin 1 pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IP, IC, IH*	Hu, Mo, Rat, Ham	¥38,000	¥30,400
M153-3	Anti-Atg5 mAb	4D3	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB	Hu, Mo, Ham	¥48,000	¥38,400
PM039	Anti-Atg7 (Human) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IP	Hu	¥38,000	¥30,400
PD026	Anti-Atg14 pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IP, IC*	Hu, Mo, Rat	¥48,000	¥38,400
M150-3	Anti-Atg16L mAb	1F12	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, FCM*, IH*	Hu, Mo, Rat	¥48,000	¥38,400
M200-3	Anti-NRF2 mAb	1F2	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, IP, IC, IH	Hu, Mo, Rat, Ham	¥48,000	¥38,400
M230-3	Anti-Parkin mAb	Par6	Mouse IgG2aκ	100 µg/100 µL	WB	Hu, Mo, Rat	¥38,000	¥30,400
M224-3	Anti-KEAP1 mAb	KP1	Mouse IgG2aκ	100 µg/100 µL	WB	Hu, Mo, Rat, Ham	¥48,000	¥38,400

WB: Western Blotting, IP: Immunoprecipitation, IH: Immunohistochemistry, IC: Immunocytochemistry, FCM: Flow Cytometry

Hu: Human, Mo: Mouse, Ham: Hamster, Chi: Chicken

\*: 論文で報告されております。詳しくは WEB をご覧ください。

製品ピックアップ情報  
ウェブページID【1010】キャンペーン詳細情報  
ウェブページID【940】ご紹介した製品はほんの一部です。  
キャンペーン対象製品は WEB をチェック！

## CycLex® Total p62 ELISA Kit



## CycLex® Phospho-p62 Ser403 ELISA Kit

## CycLex® Phospho-p62 Ser349 ELISA Kit

p62 代謝不全と疾患との  
関連に興味がある方に！

- ◎ 簡便！サンプル調製から測定までの試薬が付いています
- ◎ ヒト・マウスの細胞溶解液で測定できます
- ◎ 薬剤のスクリーニングにもご使用いただけます

## 測定例（サンプル：HeLa）



キャンペーン



特におすすめ 概日リズム（体内時計）研究にご興味のある方

20% OFF!

## ノーベル賞で注目の『概日リズム』 充実のラインナップ！ 概日リズム関連抗体キャンペーン


キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで

2017年のノーベル生理学・医学賞は、概日リズムを制御する分子メカニズムを発見した米国のジェフリー C. ホール博士、マイケル・ロスバッシュ博士、マイケル・W・ヤング博士に授与されることが決まりました。

### ■概日リズムとは？

地球上の生物は地球の自転によってもたらされる約 24 時間の明暗周期にその活動を同調させています。このような生物リズムは、概（おおむね）1 日周期という意味で概日（がいじつ）リズムと呼ばれており、単細胞生物や培養細胞株あるいは各組織を構成する細胞の一つ一つが概日時計を有しています。動物においては大脳視床下部に位置する視交叉上核（SCN）から、神経あるいは体液性のシグナルを介して、各組織における細胞の概日リズムが同期されています。SCN が有する時計は中枢時計、各組織が有する時計は末梢時計と呼ばれています。

### ■概日リズムと疾患



近年、概日リズムの発振の分子機構が解明され、ほぼ全ての細胞で発現する時計遺伝子の転写・翻訳フィードバックループによって約 24 時間のリズムが生じていることが分かってきました。特に BMAL、CLOCK、PERs、CRYs は概日リズムの発振において中心的役割を持っており、またその下流の遺伝子 (CCG = 時計制御下遺伝子) の発現をリズミカルに制御しています。

### 製品リスト

#### <抗体>

Code No.	製品名	クローン	アイソタイプ	包装	使用方法	交差反応性	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
PM081	Anti-Cry1 (Mouse) pAb	Polyclonal	Guinea pig IgG	100 µL	WB, IP	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
PM082	Anti-Cry2 (Mouse) pAb	Polyclonal	Guinea pig IgG	100 µL	WB, IP	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
PM091	Anti-Per1 (Mouse) pAb	Polyclonal	Guinea pig Ig (aff.)	100 µL	WB, IP	Mo	¥48,000	¥38,400
PM083	Anti-Per2 (Mouse) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IP, IH	Mo	¥48,000	¥38,400
PM096	Anti-PER2 (Human) pAb	Polyclonal	Guinea pig Ig (aff.)	50 µL	WB, IP	Hu	¥48,000	¥38,400
PM087	Anti-Chrono (Mouse) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB	Mo	¥48,000	¥38,400
D333-3	Anti-CLOCK (Mouse) mAb	CLSP3	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, IP**, ChIP*	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
D334-3	Anti-CLOCK (Mouse) mAb	CLNT1	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, IP*	Mo	¥48,000	¥38,400
D349-3	Anti-CLOCK (Mouse) mAb	CLSP4	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, IP, IH, ChIP*	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
PM079	Anti-DBP (Mouse) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IF	Mo	¥48,000	¥38,400
PM075	Anti-GNAT2 (Zebrafish) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IF	Zebrafish	¥48,000	¥38,400
PM092	Anti-NR1D1 (Rev-erbα) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB, IP	Hu, Mo, Rat	¥48,000	¥38,400
PM093	Anti-NR1D2 (Rev-erbβ) pAb	Polyclonal	Guinea pig Ig (aff.)	100 µL	WB, IP	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
M225-3	Anti-NFL3 (E4BP4) chimeric mAb	42	Guinea pig Ig κ	100 µg/100 µL	WB, IP, FCM, IH	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
PM097	Anti-NFL3 (E4BP4) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	WB	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
D335-3	Anti-BMAL1 mAb	B1BH2	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, ChIP*	Hu, Mo	¥48,000	¥38,400
D361-3	Anti-BMAL1 mAb	2F11	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	WB, IH	Hu, Mo, Rat, Mky	¥48,000	¥38,400

使用法 : WB: Western Blotting, IH: Immunohistochemistry, IC: Immunocytochemistry, IP: Immunoprecipitation, FCM: Flow Cytometry,  
IF: Immunofluorescence, ChIP: Chromatin Immunoprecipitation

\*: 論文で報告されております \*\*: 導入元からの情報です (aff.): affinity purified 交差反応性 : Mo: Mouse, Hu: Human, Mky: Monkey

 概日リズムのウェブコンテンツが  
新しくなりました！

製品使用例を多数掲載！  
ぜひ、チェックしてね！



製品ピックアップ情報  
ウェブページ ID [962]



キャンペーン詳細情報  
ウェブページ ID [942]

キャンペーン

ドラッグディスカバリー、疾患マーカー &gt;&gt; CycLex ブランド /CircuLex ブランド

**CycLex® CircuLex™**

# ドラッグディスカバリーの研究や疾患マーカーの測定に CycLexブランド・CircuLexブランド一斉キャンペーン☆

20~30%  
OFF!

キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで

キット・酵素・タンパク・抗体 この機会に試しつくそう!!



## キャンペーン対象品リスト（一部）

&lt;抗体&gt;

Code No.	製品名	クローナ	アイソタイプ	包装	使用方法	交差反応性	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
CY-P1011	Anti-HDAC1 (Histone Deacetylase 1) pAb	Polyclonal	Rabbit IgG	100 µg	WB, IP	Hu, Mo	¥40,000	¥28,000
CY-P1016	Anti-SIRT1 pAb	Polyclonal	Rabbit IgG	100 µg	IP, IC	Hu	¥50,000	¥35,000
CY-M1035	Anti-NAMPT mAb	AF-1E12	Mouse IgG2a	100 µg	IP, ELISA	Hu	¥50,000	¥35,000
CY-P1038	Anti-NAMPT pAb	Polyclonal	Rabbit IgG	100 µg	WB, ELISA	Hu	¥42,000	¥29,400
CY-M1033	Anti-PCSK9 (Human) mAb	KS-4H12	Mouse IgG1	100 µg	WB, IP	Hu	¥50,000	¥35,000
CY-P1018	Anti-Adiponectin pAb	Polyclonal	Rabbit IgG	50 µg	WB, IP	Hu, Mo, Rat	¥40,000	¥28,000

WB: Western Blotting, IP: Immunoprecipitation, IC: Immunocytochemistry, Hu: Human, Mo: Mouse

## &lt;キット&gt;

Code No.	製品名	クローナ	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
CY-1140	CycLex® Cellular Histone Acetylation Assay Kit	96 Assay x 2	¥70,000	¥49,000
CY-1150V2	CycLex® HDACs Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2	100 Assay	¥58,000	¥40,600
CY-1151V2	CycLex® SIRT1/Sir2 Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2	100 Assay	¥64,000	¥44,800
CY-1156V2	CycLex® SIRT6 Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2	100 Assay	¥64,000	¥44,800
CY-1182	CycLex® AMPK Kinase Assay Kit	96 Assay	¥90,000	¥63,000
CY-1251V2	CycLex® NAMPT Colorimetric Assay Kit Ver.2	100 Assay	¥80,000	¥56,000
CY-8079	CircuLex Human PCSK9 ELISA Kit	96 Assay	¥98,000	¥68,600
CY-8153	CircuLex Human PCSK9 Functional Assay Kit	96 Assay	¥98,000	¥68,600
CY-8050	CircuLex Human Adiponectin ELISA Kit	96 Assay	¥72,000	¥50,400
CY-8058V2	CircuLex S100A12/EN-RAGE ELISA Kit Ver.2	96 Assay	¥98,000	¥68,600
CY-8080	CircuLex Human AIM/CD5L/Spα ELISA Kit	96 Assay	¥98,000	¥68,600
CY-8088V2	CircuLex Human YKL-40 ELISA Kit High Sensitivity Version	96 Assay	¥98,000	¥68,600
CY-8151	CircuLex AGE-RAGE <i>in vitro</i> Binding Assay Kit	96 Assay	¥98,000	¥68,600

## &lt;酵素・タンパク質&gt;

Code No.	製品名	クローナ	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
CY-E1151	NAD <sup>+</sup> -Dependent Deacetylase SIRT1(recombinant)	100 µg	¥50,000	¥35,000
CY-E1156	NAD <sup>+</sup> -Dependent Deacetylase SIRT6 (recombinant)	100 µg	¥50,000	¥35,000
CY-E1249	Chitotriosidase (Human, Active)	10 µg	¥60,000	¥42,000
CY-E1251	NAMPT (Human, Active)	100 µg	¥60,000	¥42,000
CY-R2330	PCSK9 Wild Type (Human)	50 µg	¥72,000	¥50,400
CY-R2331	PCSK9 D374Y	10 µg	¥72,000	¥50,400
CY-R2262-G	Human S100A12 (GST-tag)	100 µg	¥40,000	¥28,000

キャンペーン

アポトーシス &gt;&gt; キット

ご愛顧ありがとうございます

# アポトーシス関連キットキャンペーン 2017

30% OFF!

キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで




Annexin V Assay Kit : 初期のアポトーシス検出に！

Code No.	製品名	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
4700	MEBCYTO® Apoptosis Kit (Annexin V-FITC Kit)	100 tests	¥54,000	¥37,800



DNA Fragmentation Assay Kits : TUNEL法での染色はこれら！

Code No.	製品名	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
8442	MEBSTAIN Apoptosis TUNEL Kit III	FCM:66 tests/stain:40 tests	¥54,000	¥37,800
8445	MEBSTAIN Apoptosis TUNEL Kit Direct	FCM:66 tests/stain:40 tests	¥50,000	¥35,000

染色例：マウス卵巣  
(Code No. 8442)

Caspase Assay Kits : Caspaseの活性評価に！

Caspase の基質選択性を利用して Caspase の活性を評価するキットです。  
pNA (*p*-nitroanilide)、あるいは AMC (7-amino-4-methyl-coumarin) を結合させた  
合成基質から遊離される pNA の吸光度、あるいは AMC の蛍光強度を測定します。

Code No.	製品名	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
4800	APOPCYTO™ Caspase-3 Colorimetric Assay Kit	100 assays	¥50,000	¥35,000
4805	APOPCYTO™ Caspase-8 Colorimetric Assay Kit	100 assays	¥50,000	¥35,000
4810	APOPCYTO™ Caspase-9 Colorimetric Assay Kit	100 assays	¥50,000	¥35,000
Code No.	製品名	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
4815	APOPCYTO™ Caspase-3 Fluorometric Assay Kit	100 assays	¥40,000	¥28,000
4820	APOPCYTO™ Caspase-8 Fluorometric Assay Kit	100 assays	¥40,000	¥28,000
4825	APOPCYTO™ Caspase-9 Fluorometric Assay Kit	100 assays	¥40,000	¥28,000

製品ピックアップ情報  
ウェブページID【917】キャンペーン詳細情報  
ウェブページID【1011】

キャンペーン

エクソソーム &gt;&gt; 抗体・キット

この機会にぜひお試しください！

# エクソソーム関連抗体・キット キャンペーン 2017


20% OFF!

キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで

キャンペーン対象品リスト（一部）

## ● エクソソームマーカー抗体

自社開発した反応性の高いクローナーです。未標識品のほか、ビオチン・FITC・ALP 標識品もキャンペーン対象！  
ビオチン標識抗体は ExoCap™ Streptavidin Kit と組み合わせてエクソソームの単離に使用できます。



Code No.	製品名	クローナー	アイソタイプ	包装	使用方法	交差反応性	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
MEX001-3	Anti-CD9 mAb	A100-4	Mouse IgG2ak	100 µg/100 µL	WB, IP, FCM, ELISA	Hu, Mky	¥60,000	¥48,000
MEX002-3	Anti-CD63 (LAMP-3) mAb	C047-1	Mouse IgG2bk	100 µg/100 µL	WB, IP, FCM, ELISA	Hu, Mky	¥60,000	¥48,000
MEX003-3	Anti-CD81 (TAPA1) mAb	A103-10	Mouse IgG2ak	100 µg/100 µL	WB, IP, FCM, ELISA	Hu, Ham, Mky	¥60,000	¥48,000

WB: Western Blotting, IP: Immunoprecipitation, FCM: Flow Cytometry, Hu: Human, Ham: Hamster, Mky: Monkey

## ● エクソソーム回収・解析用キット・試薬

超遠心法でのエクソソーム回収・保存にお悩みの方は ExoCap™ Ultracentrifugation/Storage Booster がおすすめです。  
免疫沈降法での単離には ExoCap™ Streptavidin Kit をお使いください。その他の製品もキャンペーン対象に！

Code No.	製品名	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
MEX-SA	ExoCap™ Streptavidin Kit	1 kit	¥36,000	¥28,800
MEX-USB	ExoCap™ Ultracentrifugation/Storage Booster	50 mL	¥15,000	¥12,000
MEX1001	ExoDiluent for Immunoassay	50 mL	¥9,800	¥7,840
MEX-E	ExoCap™ Nucleic Acid Elution Buffer	20 assays	¥35,000	¥28,000
MEX-SA123	ExoCap™ Streptavidin CD9/CD63/CD81 Set	1 Set	¥55,000	¥44,000

詳細は 10 ページ  
をご覧ください。製品ピックアップ情報  
ウェブページID【985】キャンペーン詳細情報  
ウェブページID【1054】

NEW!

キャンペーン

エピジェネティクス &gt;&gt; RNA-RNP ネットワーク &gt;&gt; 抗体・キット

RNAやRNA結合タンパク質の研究に！

# RNA関連抗体・キット キャンペーン 2017

20% OFF!

キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで

## ● RIP-Assay Kit

RIP-Assay (RNP 免疫沈降) 用のバッファーセットです。研究対象の RBP に相互作用する RNA の探索に使用できます。

## ● RIP-Assay Kit for microRNA

Small RNA に結合する RBP に興味がある方に！ small RNA/large RNA と RBP の相互作用の解析に有用です。


## ● RiboTrap Kit

RNA pull-down の手法で研究対象の RNA に相互作用する RNA 結合タンパク質を回収します。

## ● BRIC Kit

*In vivo* でパルスラベルした新生 RNA を標識・回収するキットです。RNA の半減期や安定性の解析に！

※ BRIC は東京大学アイソトープ総合センター・秋光信佳教授らが発明した特許技術です（特許第 5791140 号）



RIP-Certified Antibody、  
RBP Antibody は  
ENCODE Project で  
評価されています♪  
(PMID: 26990993,  
27018577)



## キャンペーン対象品リスト（一部）

&lt;キット&gt;

Code No.	製品名	クローラン	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
RN1001	RIP-Assay Kit	10 assays	¥40,000	¥32,000
RN1005	RIP-Assay Kit for microRNA	10 assays	¥60,000	¥48,000
RN1011/RN1012*	RiboTrap Kit	10 assays	¥78,000	¥62,400
RN1007/RN1008*	BRIC Kit	20 assays	¥198,000	¥158,400

\*: セット品で温度帯が異なります。保存温度が異なっていますのでご注意ください。

RN1011: -20°C, RN1012: 4°C RN1007: -20°C, RN1008: 4°C

ご紹介した製品はほんの一部です。  
キット・抗体は全てキャンペーン対象！  
まずは WEB をチェック！



キャンペーン詳細情報  
ウェブページ ID [1015]

製品の特長や使用例、使用文献など  
詳細は WEB をご覧ください。



製品ピックアップ情報  
ウェブページ ID [133]

&lt;抗体&gt;

RIP-Certified Antibody (200 µg/200 µL) 通常価格（税別）¥60,000 ⇒ キャンペーン価格（税別）¥48,000

Code No.	製品名	クローラン	アイソタイプ	使用方法	交差反応性
RN003M	Anti-EIF2C2 (AGO2) (Human) mAb	1B1-E2H5	Mouse IgG2aκ	WB, IP, RIP	Hu
RN005M	Anti-EIF2C2 (AGO2) mAb	2A8	Mouse IgG1κ	WB, IP, IC*, IH*, RIP, CLIP*	Hu, Mo, Rat, Ham
RN001P	Anti-EIF4E pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IC, IP, RIP	Hu, Mo, Rat, Ham
RN004P	Anti-ELAVL1 (HuR) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IC, IP, RIP	Hu, Mo, Rat, Ham
RN007P	Anti-IGF2BP1 (IMP1) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, IC, RIP, CLIP*	Hu, Mo
RN028P	Anti-EIF2C1 (AGO1) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, IC*, RIP	Hu, Mo, Rat, Ham
RN032P	Anti-CIRBP pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, RIP	Hu, Mo, Rat
RN033P	Anti-TNRC6A (GW182) (Human) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, IC*, RIP, CLIP*	Hu

RBP Antibody (100 µL) 通常価格（税別）¥48,000 ⇒ キャンペーン価格（税別）¥38,400

Code No.	製品名	クローラン	アイソタイプ	使用方法	交差反応性
RN010MW	Anti-PIWI1 (MIWI) mAb	2D9	Mouse IgG1κ	IH, IF*	Mo, Rat*, Rab*, Marmoset*
RN012MW	Anti-Coil (Coilin) mAb	#4	Mouse IgG1κ	WB, IC, IH	Mo, Rat
RN014MW	Anti-SFPQ (PSF) mAb	C23	Mouse IgG2aκ	WB, IP, IC, IH	Hu, Mo, Rat, Ham
RN050PW	Anti-GRSF1 pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, IC	Hu
RN080PW	Anti-SRSF3 (SRp20) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, IC, IH*	Hu, Mo, Rat, Ham
RN114PW	Anti-HNRNPA1 pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, IC	Hu, Mo, Rat, Ham(w)
RN121PW	Anti-FTO (Human) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	WB, IP, CLIP*	Hu

抗修飾核酸抗体 通常価格（税別）¥60,000 ⇒ キャンペーン価格（税別）¥48,000

修飾	Code No.	製品名	クローラン	アイソタイプ	包装	使用法
m <sup>1</sup> A	D345-3	Anti-1-methyladenosine (m <sup>1</sup> A) mAb	AMA-2	Mouse IgG2bκ	100 µg/100 µL	IP, IC, IH, ELISA**, DB*, Other*
m <sup>6</sup> A	RN131P	Anti-N <sup>6</sup> -methyladenosine (m <sup>6</sup> A) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	200 µg/200 µL	IP, IC, IH**, ELISA, DB
m <sup>7</sup> G-cap	RN016M	Anti-7-methylguanosine (m <sup>7</sup> G)-Cap mAb	150-15	Mouse IgG2aκ	200 µg/200 µL	IP, IC**, IH**, ELISA, DB
m <sup>7</sup> G	RN017M	Anti-7-methylguanosine (m <sup>7</sup> G) mAb	4141-13	Mouse IgG2aκ	200 µg/200 µL	IP, IC**, IH**, ELISA, DB
m <sub>3</sub> G-cap	RN019M	Anti-2,2,7-trimethylguanosine (m <sub>3</sub> G/TMG) mAb	235-1	Mouse IgG2aκ	200 µg/200 µL	IP, IC, IH**
Ψ	D347-3	Anti-Pseudouridine mAb	APU-6	Mouse IgG1κ	100 µg/100 µL	IC, IH, ELISA*, Other*
I	PM098	Anti-Inosine pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µL	IP, IC, IH**, ELISA, DB
m <sup>5</sup> C	D346-3	Anti-5-methylcytidine (m <sup>5</sup> C) mAb	FMC-9	Mouse IgG2aκ	100 µg/100 µL	IP, IC, IH, ELISA, DB, Other*
5hmC	PM077	Anti-5-hydroxymethyl cytosine (5hmC) pAb	Polyclonal	Rabbit Ig (aff.)	100 µg/100 µL	IP, IH, DB
5hmC	M218-3	Anti-5-hydroxymethyl cytosine (5hmC) mAb	1G10	Rabbit IgG	100 µg/100 µL	IP, IH, DB

WB: Western Blotting, IP: Immunoprecipitation, IC: Immunocytochemistry, IH: Immunohistochemistry, CLIP: Cross-linking and Immunoprecipitation (including HITS-CLIP, PAR-CLIP and eCLIP), IF: Immunofluorescence, DB: Dot Blotting

Hu: Human, Mo: Mouse, Ham: Hamster; Rab: Rabbit, (w): weak

\*: 論文で報告されています。詳しくは WEB をご覧ください。 \*\*: 評価中です。

キャンペーン

エピジェネティクス &gt;&gt; 抗体

大好評につき今年も開催！

## モノクローナル抗体研究所 30%OFF キャンペーン

30% OFF!

キャンペーン期間：2017年12月1日～2018年2月28日 受注分まで

信頼と実績の抗修飾ヒストンモノクローナル抗体

キャンペーン価格（税別）

・20 μL 包装：¥18,000 → ¥12,600

・100 μL 包装：¥58,000 → ¥40,600

株式会社モノクローナル抗体研究所から販売中の抗修飾ヒストン抗体は、ウェスタンプロッティング、免疫染色、そしてクロマチン免疫沈降で反応することが確認されております。ヒストンH3、ヒストンH4の他、RNAポリメラーゼII CTDに対する各種修飾抗体を取り揃えています。

## ■ 販売中の抗体の認識部位



## ● 参考文献

- Kimura H et al. The organization of histone H3 modifications as revealed by a panel of specific monoclonal antibodies. *Cell Struct Funct.* 33, 61-73 (2008) (PMID: 18227620)
- Hayashi-Takanaka Y et al. Distribution of histone H4 modifications as revealed by a panel of specific monoclonal antibodies. *Chromosome Res.* 23, 753-66 (2015) (PMID: 26343042)
- Stasevich TJ et al. Regulation of RNA polymerase II activation by histone acetylation in single living cells. *Nature* 516, 272-5 (2014) (PMID: 25252976)

## キャンペーン製品リスト

## &lt;抗体&gt;

Code No. (100 μL)	Code No. (20 μL)	製品名
MABI0301	MABI0301S	Anti-Histone H3 mAb
MABI0302	MABI0302S	Anti-Monomethyl Histone H3 (Lys4) mAb
MABI0303	MABI0303S	Anti-Dimethyl Histone H3 (Lys4) mAb
MABI0304	MABI0304S	Anti-Tri-methyl Histone H3 (Lys4) mAb
MABI0306	MABI0306S	Anti-Monomethyl Histone H3 (Lys9) mAb
MABI0307	MABI0307S	Anti-Dimethyl Histone H3 (Lys9) mAb
MABI0317	MABI0317S	Anti-Dimethyl Histone H3 (Lys9) mAb
MABI0308	MABI0308S	Anti-Tri-methyl Histone H3 (Lys9) mAb
MABI0318	MABI0318S	Anti-Tri-methyl Histone H3 (Lys9) mAb
MABI0305	MABI0305S	Anti-Acetyl Histone H3 (Lys9) mAb
MABI0310	MABI0310S	Anti-Acetyl Histone H3 (Lys9/27) mAb
MABI0321	MABI0321S	Anti-Monomethyl Histone H3 (Lys27) mAb
MABI0324	MABI0324S	Anti-Dimethyl Histone H3 (Lys27) mAb
MABI0323	MABI0323S	Anti-Tri-methyl Histone H3 (Lys27) mAb
MABI0309	MABI0309S	Anti-Acetyl Histone H3 (Lys27) mAb
MABI0331	MABI0331S	Anti-Monomethyl Histone H3 (Lys36) mAb
MABI0332	MABI0332S	Anti-Dimethyl Histone H3 (Lys36) mAb
MABI0333	MABI0333S	Anti-Tri-methyl Histone H3 (Lys36) mAb

Code No. (100 μL)	Code No. (20 μL)	製品名
MABI0312	MABI0312S	Anti-Phospho Histone H3 (Ser10) mAb
MABI0315	MABI0315S	Anti-Phospho Histone H3 (Ser28) mAb
MABI0251	MABI0251S	Anti-Phospho Histone H2B (Ser14) mAb
MABI0400	MABI0400S	Anti-Histone H4 mAb
MABI0430	MABI0430S	Anti-Pan Acetyl Histone H4 mAb
MABI0405	MABI0405S	Anti-Acetyl Histone H4 (Lys5) mAb
MABI0408	MABI0408S	Anti-Acetyl Histone H4 (Lys8) mAb
MABI0412	MABI0412S	Anti-Acetyl Histone H4 (Lys12) mAb
MABI0416	MABI0416S	Anti-Acetyl Histone H4 (Lys16) mAb
MABI0421	MABI0421S	Anti-Monomethyl Histone H4 (Lys20) mAb
MABI0422	MABI0422S	Anti-Dimethyl Histone H4 (Lys20) mAb
MABI0423	MABI0423S	Anti-Tri-methyl Histone H4 (Lys20) mAb
MABI0420	MABI0420S	Anti-Acetyl Histone H4 (Lys20) mAb
MABI0601	MABI0601S	Anti-RNA Polymerase II CTD mAb
MABI0602	MABI0602S	Anti-Phospho RNA Polymerase II CTD (Ser2) mAb
MABI0603	MABI0603S	Anti-Phospho RNA Polymerase II CTD (Ser5) mAb

※ 濃度：1 mg/mL ※ 20 μL と 100 μL の 2 種類の包装を準備しております。  
※ IP : 1 ~ 5 μg/5 μL Sepharose、IC : 0.5 ~ 1 μg/mL、WB : 0.5 ~ 1 μg/mL



製品ピックアップ情報  
ウェブページ ID [131]



製品一覧ページ  
ウェブページ ID [132]

キャンペーン



特におすすめ タンパク質間相互作用の研究や阻害剤のスクリーニングをしたい方に


最大  
40%  
OFF!

## タンパク質間相互作用（PPI）の新しい基盤技術 **fluoppi** キャンペーン

キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで

タンパク質間相互作用（PPI）を調べたいタンパク質A、タンパク質Bを各々ベクターにつなげるだけで  
A-Bのタンパク質間相互作用を調べることができます。


タンパク質間相互作用なし



調べたいタンパク質間に相互作用があると  
Puncta（蛍光輝点）が形成されます。


阻害剤等で相互作用を阻害すると Puncta  
が速やかに解消されます。

タンパク質間相互作用あり




12:45


分単位のリアルタイムな系



**POINT!** 蛍光色は赤色、緑色から選択できます。



POINT!



## キャンペーン対象品リスト

蛍光タンパク質	Code No.	製品名	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
Monti-Red（赤色）	AM-8012M	Fluoppi Ver.2 : Ash-Red (Ash-MNL/MCL + Monti-Red-MNL/MCL)	¥190,000	¥114,000
	AM-VS0802M	Monti-Red for Fluoppi (pMonti-Red-MNL/MCL)	¥38,000	¥34,200
Azami-Green（緑色）	AM-8011M	Fluoppi Ver.2 : Ash-hAG (Ash-MNL/MCL + hAG-MNL/MCL)	¥190,000	¥114,000
	AM-8201M	Fluoppi : Ash-hAG [ p53-MDM2 ]	¥80,000	¥56,000
	AM-8202M	Fluoppi : Ash-hAG [ mTOR-FKBP12 ]	¥80,000	¥56,000
	AM-VS0801M	humanized Azami-Green for Fluoppi (phAG-MNL/MCL)	¥38,000	¥34,200

注1) 本製品は、すべてのタンパク質間相互作用の検出を保障するものではありません。

注2) 記載されている価格は、非営利団体のお客様向けです。営利団体に所属されるお客様につきましては、別途契約が必要です。

注3) 本製品に使われている蛍光タンパク質 hAzami-Green と Monti-Red は、蛍光特性など諸性質に関して違いがあります。

同じ実験系で使用しても IC<sub>50</sub> など、Puncta の形成に違いが出る可能性があります。

製品ピックアップ情報  
ウェブページID【1055】



キャンペーン詳細情報  
ウェブページID【944】

キャンペーン

病理染色関連ツール



a biotechnie brand

## 超高感度 RNA *in situ* hybridization システム

# RNAscope®/BaseScope™ 特大キャンペーン！





～特徴的な Z 型プローブペアを標的 RNA 上にタンデムに配列させる手法を採用した超高感度 RNA-ISH 試薬です～

限界への  
挑戦！

**キャンペーン期間：2017年10月23日～2018年2月28日 受注分まで**

### ■ RNAscope®

- 1 分子の RNA をドット / 輝点として検出するため、定量解析が可能
- 平均 20 組の ZZ ペアとなるように設計
- 長鎖 RNA の検出に適している
- 様々なサンプルタイプに応じた「色素 / 蛍光」検出の選択が可能
- マルチプレックスが適応可能



### ■ BaseScope™

- RNAscope® が不得手とする解析の補完を目的とした次世代型の ISH 試薬
- 1 組の ZZ プローブから適応可能
- pre-miRNA のような短鎖 RNA の検出に適している
- TCR のような類似配列の識別が可能
- 変異やスプライスバリエントといった特殊解析への応用

全品  
**30% OFF!**

### ● キャンペーン対象の試薬類と価格例

全製品が対象です。ここに記載されていない各種構成品や関連試薬・周辺試薬も対象となります。  
詳細については是非お問い合わせください。(support@mbl.co.jp)



キャンペーン詳細情報  
ウェブページ ID【1056】

### RNAscope® 製品リスト

<プローブ>

Code No.	製品名	用途	対象種別	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
□□□□□□□ (ACD Cat. No.)	RNAscope® Control Probe (ACD 社のカタログ掲載名)	コントロール -Negative:DapB -Positive:PPIB, POLR2A, etc.	Any (Hu, Mo, Rat, etc.)	1 VIAL [for 20 slides]	¥19,000～	¥13,300～
□□□□□□□ (ACD Cat. No.)	RNAscope® Target Probe (ACD 社のカタログ掲載名)	標的 RNA の検出	Any (Hu, Mo, Rat, etc.)	1 VIAL [for 20 slides]	¥113,000～	¥79,100～
お問い合わせ	価格やご注文方法の詳細は お問い合わせください	カスタム品 (カタログ未掲載 RNA の検出)	Any (Hu, Mo, Rat, etc.)	1 VIAL [for 20 slides]	¥213,000～	¥149,100～

\* プローブのご注文の際には、検出に適したチャネルや希釈液の必要性などをご確認ください。(最新のカタログ情報は ACD 社のウェブサイト <https://acdbio.com/> をご確認ください。)

<検出キット(フルキット)>

Code No.	製品名	検出	色調	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
322300	RNAscope® 2.5 HD Reagent Kit-BROWN	色素	Brown	1 KIT [for 20 slides]	¥200,000	¥140,000
322350	RNAscope® 2.5 HD Reagent Kit-RED	色素 (蛍光)	Red	1 KIT [for 20 slides]	¥200,000	¥140,000
322430	RNAscope® 2.5 HD Duplex Reagent Kit	色素 (蛍光)	Green (C1) / Red (C2)	1 KIT [for 20 slides]	¥300,000	¥210,000
320850	RNAscope® Fluorescent Multiplex Reagent Kit	蛍光	Green/Orange/Far Red	1 KIT [for 20 slides]	¥288,000	¥201,000
323100	RNAscope® Multiplex Fluorescent Reagent Kit v2*	蛍光	Green/Orange/Red	1 KIT [for 20 slides]	¥333,000	¥233,100

\* 実施の際には別途 PerkinElmer 社の TSA based fluorophore が必要になりますので、ご注意ください。上記製品群については、構成品の部分購入も可能です。

### BaseScope™ 製品リスト

<プローブ>

Code No.	製品名	用途	対象種別	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
□□□□□□□ (ACD Cat. No.)	BaseScope™ Control Probe (ACD 社のカタログ掲載名)	コントロール -Negative:DapB -Positive:PPIB, POLR2A, etc.	Any (Hu, Mo, Rat, etc.)	1 VIAL [for 20 slides]	¥23,000～	¥16,100～
□□□□□□□ (ACD Cat. No.)	BaseScope™ Target Probe (ACD 社のカタログ掲載名)	標的 RNA の検出	Any (Hu, Mo, Rat, etc.)	1 VIAL [for 20 slides]	¥150,000～	¥105,000～
お問い合わせ	価格やご注文方法の詳細は お問い合わせください	カスタム品 (カタログ未掲載 RNA の検出)	Any (Hu, Mo, Rat, etc.)	1 VIAL [for 20 slides]	¥300,000～	¥210,000～

\*BaseScope™ プローブは RNAscope® プローブと互換性がありませんのでご注意ください。(最新のカタログ情報は ACD 社のウェブサイト <https://acdbio.com/> をご確認ください。)

<検出キット(フルキット)>

Code No.	製品名	検出	色調	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
322900	BaseScope™ Reagent Kit-RED	色素 (蛍光)	Red	1 KIT [for 20 slides]	¥225,000	¥157,500

### RNAscope® / BaseScope™ 共通の周辺機器類

<ハイブリオーブンシステム>

Code No.	製品名	構成品	包装	通常価格（税別）	キャンペーン価格（税別）
321710	ACD HybEZ™ II Hybridization System (110v) With ACD EZ-Batch™ Slide System	• HybEZ™ II Oven • Humidifying Paper (2 sheets) • EZ-Batch™ Wash Tray	• Humidity Control Tray • EZ-Batch™ Slide Holder	1 system	¥563,000 ¥394,100 (先着 15 台限定)
310010-R	ACD HybEZ™ Hybridization System (110VAC) - Refurbished	• HybEZ™ Oven (旧型再生品) • Humidifying Paper (2 sheets) • EZ-Batch™ Wash Tray	• Humidity Control Tray • EZ-Batch™ Slide Holder • Slide Rack (非売品)	1 system	¥470,000 ¥329,000 (2 台限定)

新発売

キット >> エクソソーム  特におすすめ 免疫沈降法を試してみたい方

## 簡単！ヒト由来エクソソームの単離に！

### ExoCap™ Streptavidin CD9/CD63/CD81 Set

#### 特徴

- ◎ 簡便な操作で高純度のエクソソームを単離可能
- ◎ 単離したエクソソームは WB、qRT-PCR、CLEIA、ELISA、FCM で使用可能

ビオチン標識CD9、CD63、CD81抗体とExoCap™ Streptavidin Kitのセット品です。

<ビオチン標識抗体>

特異性が高く、エクソソームの単離に適しています。

<ExoCap™ Streptavidin Kit>

ストレプトアビジン磁性ビーズと、エクソソームの捕捉・洗浄・抽出用バッファーのキットです。タンパク質や核酸の非特異吸着を低減して高純度のエクソソームを単離することができます。

#### 製品リスト

Code No.	製品名	包装	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
MEX-SA123	ExoCap™ Streptavidin CD9/CD63/CD81 Set	1 set	¥55,000	¥44,000

新発売

キット &gt;&gt; がん &gt;&gt; 炎症

*CircuLex*™

## 炎症、線維化、がんのバイオマーカーのひとつとして

### CircuLex Human Periostin ELISA Kit

Periostinは、さまざまなタイプのがんで発現が亢進していることが知られています。その他にも、特発性間質性肺炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、全身性強皮症、胆管細胞癌、糖尿病性網膜症などで血中periostinレベルが上昇することが報告されています。

#### 特徴


- ◎ 血清や血漿、培養上清で測定可能
- ◎ 高感度
- ◎ 操作が簡便

#### 性能

[測定範囲] 0.4 ~25.6 ng/mL  
[感度] 0.156 ng/mL~

#### ■ ヒト血清中のperiostin濃度

健常人(N = 53)、中皮腫患者(N = 11)



30% OFF  
キャンペーン  
対象！


#### Periostin とは？

ヒトの POSTN 遺伝子にコードされた、Osteoblast-specific factor 2 (OSF-2) とも呼ばれる細胞外マトリックスタンパク質のひとつです。 $\alpha V\beta 3$  インテグリンや  $\alpha V\beta 5$  インテグリンのリガンドとして機能し、上皮細胞の接着および遊走に関与します。Periostin はさまざまなタイプのがんで発現が亢進していることが知られていますが、Th2 型サイトカインである IL-4/IL-13 によってその発現が誘導されることから、periostin レベルは Th2 型アレルギー状態の指標としても注目されています。

#### 製品リスト

Code No.	製品名	包装	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
CY-8117	CircuLex Human Periostin ELISA Kit	96 Assay	¥98,000	¥68,600

#### 使用例



Lane 1 : HT-29 cell supernatant  
Lane 2 : Serum healthy donor  
Lane 3 : Plasma citrate healthy donor



製品ピックアップ情報  
ウェブページ ID [1057]

新発売

キット &gt;&gt; がん

*CircuLex*™

## 悪性腫瘍のバイオマーカー WFDC2 の ELISA Kit

### CircuLex Human WFDC2/HE4 ELISA Kit

ご自身でサンドイッチELISA (swELISA) の系を組んでいたいた製品シリーズ“Ab-Matchシリーズ”がフルキット化して新登場しました。固相やプロッキングは、もう必要ありません。

#### 特徴

- ◎ 血清や血漿、培養上清で測定可能
- ◎ 操作が簡便
- ◎ アッセイ時間が大幅に短縮 \*


\*: Ab-Match シリーズ比

30% OFF  
キャンペーン  
対象！

#### 性能

[測定範囲] 5 ~320 pg/mL  
[感度] 3.7 pg/mL~

#### ■ 健常人血清中のWFDC2/HE4濃度



#### WFDC2/HE4 とは？

WFDC2 (WAP Fourdisulfide core domain protein 2) は HE4 (Human Epididymal Protein 4) とも呼ばれる、WAP ドメインを持つ分泌タンパク質です。卵巣がん、大腸がん、乳がん、肺がんなどの腫瘍細胞株において強く発現しており、これらの疾患における血清中 WFDC2/HE4 濃度が上昇していることが報告されています。

#### 製品リスト



Code No.	製品名	包装	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
CY-8211	CircuLex Human WFDC2/HE4 ELISA Kit	96 Assay	¥78,000	¥54,600

## 磁気分離性の良いサブミクロン径磁性ビーズ！

## Magnosphere™ SS シリーズ

## 特徴

- 超常磁性体を高濃度で含み、より良い磁気分離性を達成
- タンパク質や核酸の非特異吸着を抑えた粒子表面設計
- 均一な粒子径




## SS015 粒子の特長

- 細胞分離に適した粒子設計
- 磁気スタンドによる集磁可能
- フローサイトメトリー解析を妨げない散乱光強度
- PCR で反応阻害の起らない磁性粒子
- CD4、CD8、CD45RA、CD62L Beads をラインナップ

## プロトコル概要


標的のリガンドを結合した  
Magnosphere™ を加える  
(図は、SS015/Streptavidinの場合)



Magnosphere™  
SS015/Streptavidin




## 使用例（フローサイトメトリー解析）



抗ヒト CD8 抗体結合粒子を同粒径帯の他社品と同濃度で調製し、目的細胞 (Human CD8(+) 細胞) を分離後、フローサイトメトリーにて解析

競合品よりも凝集のない均一な粒子のため、解析を邪魔しません (左)。



Human CD4 Beads を用いて、hPBMC 中から CD4(+) 細胞を分離、フローサイトメトリーにて解析

hPBMC 中では 56.7% であった CD4(+) 細胞が、CD4 Beads で分離することで、91.8% まで濃縮、精製できます。

## 製品リスト

Code No.	製品名	粒子径	濃度	包装	価格 (税別)
J-M0010	Magnosphere™ Human CD4 Beads	150 nm	1%	2 mL	¥98,800
J-M0011	Magnosphere™ Human CD4 Beads	150 nm	1%	0.5 mL	¥24,700
J-M0020	Magnosphere™ Human CD8 Beads	150 nm	1%	2 mL	¥98,800
J-M0021	Magnosphere™ Human CD8 Beads	150 nm	1%	0.5 mL	¥24,700
J-M0030	Magnosphere™ Human CD45RA Beads	150 nm	1%	2 mL	¥98,800
J-M0031	Magnosphere™ Human CD45RA Beads	150 nm	1%	0.5 mL	¥24,700
J-M0040	Magnosphere™ Human CD62L Beads	150 nm	1%	2 mL	¥98,800
J-M0041	Magnosphere™ Human CD62L Beads	150 nm	1%	0.5 mL	¥24,700
J-M0055	Magnosphere™ SS015/Carboxyl	150 nm	1%	4 mL	¥40,000
J-M0056	Magnosphere™ SS015/Streptavidin	150 nm	1%	2 mL	¥60,000
J-M0065	Magnosphere™ SS055/Carboxyl*	550 nm	1%	4 mL	¥42,000
J-M0066	Magnosphere™ SS055/Streptavidin*	550 nm	1%	2 mL	¥65,000

関連製品：  
Magnetic Rack (Code No. 3190)  
ウェブページ ID 【1058】

\*550 nm サブミクロン粒子は、Microfluidics 研究等にもご利用いただけます。

キャンペーン

 特におすすめ 抗体を扱っているすべての研究者

大好評につき今年も開催します！

# MBL タグ・コントロール抗体キャンペーン 2017



25%  
OFF!

キャンペーン期間：2017年11月27日～2018年3月31日 受注分まで

ご好評いただいているキャンペーンを今年も企画いたしました。1本から一律25%OFFです！！  
幅広くご使用いただいている抗体品目が対象です。是非この機会をお見逃しなく！



## 対象製品

抗エピトープタグ抗体および関連製品

オルガネラマーカー抗体

抗蛍光タンパク質抗体および関連製品

ローディングコントロール抗体

タグ融合タンパク質精製キット

アイソタイプコントロール抗体


 たとえば、これらの抗原に対する抗体関連製品が対象品になります。

- His タグ • DDDDK タグ • Myc タグ • HA タグ • V5 タグ
- GFP • RFP • GST • Luciferase
- GAPDH • β-Actin • GM130 • KDEL



製品ピックアップ情報  
ウェブページID [981]



キャンペーン詳細情報  
ウェブページID [939]